

Anticorps Polyclonal Anti-Intégrine Alpha 5 (Itga5/Cd49E) Pour Wb Et Elisa - P08648

Numéro d'article: CM0021116



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'intégrine alpha 5 humaine (ITGA5/CD49e), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit également avec la souris. Convient à l'étude de la fonction du récepteur de la fibronectine dans l'adhésion et la signalisation cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Intégrine alpha 5 (ITGA5/CD49e), pAb de lapin
Remarques/Alias	FNRA ; CD49e ; VLA-5 ; VLA5A ; Intégrine alpha 5 (ITGA5/CD49e)
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3678
GeneID	3678
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris
SWISS	P08648
Poids de la protéine	115 kDa
Expédition	Sac de glace