

Anti-Intégrine Alpha 5 (Itga5/Cd49E) Mab De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Fc (Intra), Elisa - P08648

Numéro d'article: CM0002023



Introduction

Anticorps monoclonal ITGA5 de lapin validé pour WB, IHC-P, cytométrie en flux (intracellulaire) et ELISA. Réagit de manière croisée avec la sous-unité réceptrice de la fibronectine de l'intégrine alpha-5 humaine, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Intégrine alpha 5 (ITGA5/CD49e) mAb de lapin
Remarques / Alias	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3678
GeneID	3678
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 950-1049 de l'intégrine alpha 5 humaine (ITGA5/CD49e) (P08648).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, FC (intra), ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08648
Poids de la protéine	115kDa
Expédition	Sac de glace