

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Intégrine Alpha 5 (Itga5/Cd49E) Pour Wb, If-P, Elisa - P08648

Numéro d'article: CM0028915



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'intégrine alpha 5 humaine (ITGA5/CD49e). Validé pour WB, IF-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de l'adhésion cellulaire, la signalisation par les intégrines et les fonctions du récepteur de la fibronectine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin contre l'intégrine alpha 5 (ITGA5/CD49e)
Remarques / Alias	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; Intégrine alpha 5 (ITGA5/CD49e)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3678
GeneID	3678
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 750-1000 de l'intégrine alpha 5 humaine (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08648
Poids de la protéine	115kDa
Expédition	Sac de glace