

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Intégrine Alpha 6 (Itga6/Cd49F) Pour Wb Et Elisa - P23229

Numéro d'article: CM0028388



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'intégrine alpha 6 humaine (ITGA6/CD49f), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur les récepteurs de la laminine, l'adhésion cellulaire et les hémidesmosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-intégrine alpha 6 (ITGA6/CD49f)
Remarques/Alias	JEB6 ; CD49f ; VLA-6 ; ITGA6A ; ITGA6B ; Intégrine alpha 6 (ITGA6/CD49f)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3655
GeneID	3655
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 481-591 de l'intégrine alpha 6 humaine (ITGA6/CD49f) (NP_001073286.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23229
Poids de la protéine	127 kDa
Expédition	Sac de glace