

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Intégrine Alpha-6/Itga6 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P23229

Numéro d'article: CM0005011



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre l'intégrine alpha-6/ITGA6 humaine (CD49f, VLA-6). Adapté au WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le récepteur de la laminine, l'adhésion cellulaire et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM anti-intégrine alpha-6/ITGA6 de lapin
Remarques/Alias	JEB6; CD49f; VLA-6; ITGA6A; ITGA6B
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3655
ID du gène	3655
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 505-663 de l'intégrine alpha-6/ITGA6 humaine (NP_000201.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23229
Poids moléculaire de la protéine	127kDa
Expédition	Sac de glace