

Anticorps Monoclonal Anti-Intégrine Alpha-V (Cd51) Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P06756

Numéro d'article: CM0008388



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD51 (intégrine alpha-V) conjugué à l' pour la cytométrie en flux intracellulaire. Validé sur des échantillons humains, il détecte un récepteur de 116 kDa impliqué dans l'adhésion cellulaire, la migration et l'entrée virale via la liaison au ligand RGD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-humain CD51 de lapin
Remarques/Alias	CD51 ; MSK8 ; VNRA ; VTNR
Espèce	Humain
ID de gène	3685
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 949-1048 de la CD51 humaine (NP_002201.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06756
Poids de la protéine	116 kDa
Expédition	Sac de glace