

Anticorps Polyclonal Anti-Intégrine Bêta 1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09055

Numéro d'article: CM0027168



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'intégrine bêta 1 (CD29) de souris, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec l'homme. Idéal pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et la signalisation par les intégrines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Intégrine bêta 1 pAb de lapin
Remarques / Alias	CD29, Fnrb, gpIIa, Gm9863, 4633401G24Rik
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	3688
ID du gène	16412
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21 à 728 de l'intégrine bêta 1 de souris (NP_034708.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris
SWISS	P09055
Poids de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace