

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Intégrine Bêta 3 (Itgb3/Cd61) Pour Wb, Ip, Fc, Elisa - P05106

Numéro d'article: CM0003706



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre l'Intégrine bêta 3 humaine (ITGB3/CD61), validé pour WB, IP, FC (intra) et ELISA.

Reconnaît l'ITGB3 humaine, murine et de rat ; utile pour les études d'adhésion plaquettaire et de signalisation des intégrines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Intégrine bêta 3 (ITGB3/CD61)
Remarques/Alias	GT, GT2, CD61, GP3A, BDPLT2, GPIIIa, BDPLT16, BDPLT24, Intégrine bêta 3 (ITGB3/CD61)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3690
GeneID	3690
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant aux acides aminés 689-788 de l'Intégrine bêta 3 humaine (P05106)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, FC (intra), ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05106
Poids protéique	87 kDa
Expédition	Sac de glace