

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Intégrine Bêta 3 (Itgb3/Cd61) Pour Wb, Elisa - P05106

Numéro d'article: CM0018343



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-intégrine bêta 3 (ITGB3/CD61) pour WB et ELISA. Reconnaît l'ITGB3 humain et murin, intervenant dans l'agrégation plaquettaire et l'adhésion médiée par les intégrines. Immunogène constitué d'une protéine recombinante.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Intégrine bêta 3 (ITGB3/CD61), anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Alias	GT ; GT2 ; CD61 ; GP3A ; BDPLT2 ; GPIIIa ; BDPLT16 ; BDPLT24 ; Intégrine bêta 3 (ITGB3/CD61)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3690
GeneID	3690
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 609-788 de l'ITGB3 humain (NP_000203.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	P05106
Poids moléculaire de la protéine	87 kDa
Expédition	Sac de glace