

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Intégrine Bêta 3 (Itgb3/Cd61) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P05106

Numéro d'article: CM0021477



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'intégrine bêta 3 (ITGB3/CD61), validé pour WB, IHC-P et ELISA avec réactivité humaine, souris et rat. Idéal pour la recherche sur l'agrégation plaquettaire et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Intégrine bêta 3 (ITGB3/CD61) Lapin pAb
Remarques/Alias	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24; Intégrine bêta 3 (ITGB3/CD61)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3690
GeneID	3690
Immunogène	Protéine recombinante; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-430 de l'intégrine bêta 3 humaine (ITGB3/CD61) (NP_000203.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05106
Poids moléculaire	87kDa
Expédition	Sac de glace