


Anticorps Monoclonal Anti-Intégrine Bêta 4 (Itgb4/Cd104) Pour If-P, Ihc-P, Elisa - P16144

Numéro d'article: CM0007436



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'intégrine bêta-4 humaine (ITGB4/CD104), validé pour IF-P, IHC-P, ELISA, avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat. Ce récepteur de la laminine est critique pour l'adhésion des cellules épithéliales et l'intégrité des hémidesmosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Intégrine bêta 4 (ITGB4/CD104) mAc de Lapin
Remarques/Alias	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B; Intégrine β 4
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3691
ID de Gène	3691
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16144
Poids Protéique	202kDa
Expédition	Sac de glace