


Anticorps Monoclonal Anti-Intégrine Bêta 4 (Itgb4/Cd104) Pour Wb, Elisa - P16144

Numéro d'article: CM0011051



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant l'Intégrine bêta 4 humaine (ITGB4/CD104). Adapté pour le WB et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Essentiel pour l'intégrité des hémidesmosomes et la polarité des kératinocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Intégrine bêta 4 (ITGB4/CD104) Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	CD104 ; GP150 ; JEB5A ; JEB5B ; Intégrine bêta 4 (ITGB4/CD104)
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3691
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1604-1822 de l'ITGB4 humain (P16144)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P16144
Poids moléculaire de la protéine	202 kDa
Expédition	Sac de glace