


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Intégrine Bêta 4 (Itgb4/Cd104) Pour Wb, Elisa - P16144

Numéro d'article: CM0015433



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Intégrine bêta 4 (ITGB4/CD104) humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour les études sur les hémidesmosomes et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Intégrine bêta 4 (ITGB4/CD104) pAb de lapin
Remarques/Alias	CD104 ; GP150 ; JEB5A ; JEB5B ; Intégrine bêta 4 (ITGB4/CD104)
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3691
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 611-710 de l'Intégrine bêta 4 (ITGB4/CD104) humaine (NP_000204.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16144
Poids moléculaire de la protéine	202 kDa
Expédition	Sac de glace