

Anticorps Monoclonal Anti-Intégrine Bêta 8 Pour Wb, Elisa - P26012

Numéro d'article: CM0005331

Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant l'intégrine bêta 8 humaine (ITGB8). Validé pour les applications Western blot et ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'adhésion cellulaire médiée par les intégrines, de la signalisation et des voies d'activation du TGF- β .

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Intégrine bêta 8 Lapin mAb
Remarques/Alias	ITGB8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3696
GeneID	3696
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 43-320 de l'intégrine bêta 8 humaine (NP_002205.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26012
Poids Protéique	71 kDa/86 kDa
Expédition	Sac de glace