

## Anticorps Monoclonal Anti-Intégrine-β1/Cd29 Pour If/Icc, Elisa - P05556

Numéro d'article: CM0002122



### Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant l'Intégrine-β1/CD29 humaine (P05556). Validé pour l'IF/ICC et l'ELISA, avec réactivité croisée vers la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et la signalisation des intégrines.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit      | Ac mAc de Lapin Anti-Intégrine-β1/CD29                                                                                                    |
| Remarques/Alias     | CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA; Intégrine-β1/CD29                                                                         |
| Espèce              | Humain                                                                                                                                    |
| ID de Gène (Humain) | 3688                                                                                                                                      |
| ID de Gène          | 3688                                                                                                                                      |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-728 de l'Intégrine-β1/CD29 humaine (NP_002202.2) |
| Source              | Lapin                                                                                                                                     |
| Catégorie           | Anticorps Monoclonaux                                                                                                                     |
| Application         | IF/ICC, ELISA                                                                                                                             |
| Réactivité Croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                                                       |
| SWISS               | P05556                                                                                                                                    |
| Poids Protéique     | 88kDa                                                                                                                                     |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                              |