

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Intégrine-B1/Cd29 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P05556

Numéro d'article: CM0020043



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'Intégrine-β1/CD29 humaine (P05556). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et la signalisation des intégrines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Intégrine-β1/CD29 pAb de lapin
Remarques/Alias	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA; Intégrine-β1/CD29
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3688
ID du gène	3688
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-728 de l'Intégrine-β1/CD29 humaine (NP_002202.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05556
Poids de la protéine	88kDa
Expédition	Sac de glace