

Anticorps Polymonoclonal De Lapin Anti-Intégrine-β1/Cd29 - P05556

Numéro d'article: CM0003214



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'Intégrine-β1/CD29 humaine (P05556), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaine et murine. Idéal pour les études d'adhésion cellulaire et d'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polymonoclonal de lapin Intégrine-β1/CD29
Remarques/Alias	CD29 ; FNRB ; MDF2 ; VLAB ; GPIIA ; MSK12 ; VLA-BETA
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3688
Identifiant du gène	3688
Immunogène	Protéine recombinante, protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-728 de l'Intégrine-β1/CD29 humaine (NP_002202.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P05556
Poids moléculaire de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace