


Anticorps Monoclonal Anti-Intégrine B5/Itgb5 Pour Fc - P18084

Numéro d'article: CM0005555



Introduction

L'anticorps monoclonal anti-ITGB5 de lapin reconnaît spécifiquement l'intégrine beta-5 humaine. Validé pour la cytométrie en flux (FC), il cible le domaine extracellulaire pour la détection à la surface cellulaire. Utilisation pour la recherche dans les études sur l'adhésion cellulaire et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Intégrine β5/ITGB5
Remarques / Alias	ITGB5; integrin beta-5; Intégrine β5/ITGB5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3693
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 24 et 490 de l'Intégrine β5/ITGB5 humaine (NP_002204.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P18084
Poids de la protéine	88kDa
Expédition	Sac de glace