


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Intégrine B5/Itgb5 Pour Wb Et Elisa - P18084

Numéro d'article: CM0006799



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre l'Intégrine $\beta 5$ (ITGB5) humaine, validé pour Western blot et ELISA. Immunogène recombinant (aa 24-490). Idéal pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et l'entrée virale - P18084.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin contre Intégrine $\beta 5$ /ITGB5
Remarques / Alias	ITGB5 ; integrin beta-5 ; Intégrine $\beta 5$ /ITGB5
Espèce	Humain
GeneID	3693
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant à la séquence des acides aminés 24-490 de l'Intégrine $\beta 5$ /ITGB5 humaine (NP_002204.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P18084
Poids de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace