

Anticorps Monoclonal Anti-Interféron Alpha 1 (Ifn-A1) Pour Wb, Elisa - P01562

Numéro d'article: CM0003407

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'interféron alpha 1 (IFN- α 1) humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation des interférons et la recherche sur la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Interféron alpha 1 (IFN- α 1) mAb de lapin
Remarques/Alias	IFL; IFN; IFNA@; IFNA13; leIF D; IFN-ALPHA; IFN-alphaD; Interféron alpha 1 (IFN- α 1)
Espèce	Humain
GenelD	3439 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-189 de l'interféron alpha 1 humain (IFN- α 1) (NP_076918.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01562
Poids moléculaire	22kDa
Expédition	Sac de glace