

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Interféron Alpha 1 (Ifn-A1) Pour Wb, Elisa - P01562

Numéro d'article: CM0015455

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Interféron alpha 1 (IFN- α 1) humain, adapté pour le WB et l'ELISA. Immunogène recombinant correspondant aux acides aminés 24-189, validé pour des échantillons humains. Idéal pour la recherche sur les cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Interféron alpha 1 (IFN- α 1)
Remarques/Alias	IFL ; IFN ; IFNA@ ; IFNA13 ; leIF D ; IFN-ALPHA ; IFN-alphaD ; Interféron alpha 1 (IFN- α 1)
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3439
Identifiant du gène	3439
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-189 de l'Interféron alpha 1 (IFN- α 1) humain (NP_076918.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01562
Poids moléculaire de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace