


Anticorps Monoclonaux Anti-Interféron Alpha-2 (Ifn-A2) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P01563

Numéro d'article: CM0003115



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Interféron alpha-2 (IFN- α 2), validé pour WB, IHC-P, ELISA sur humain, souris, rat. Immunogène recombinant, 22kDa, SWISS P01563.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Interféron alpha 2 (IFN- α 2) mAc de Lapin
Remarques/Alias	IFNA; IFNA2B; IeIF A; IFN-alphaA; IFN-alpha-2; Interféron alpha 2 (IFN- α 2)
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3440
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante la contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-188 de l'interféron alpha 2 humain (IFN- α 2) (NP_000596.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01563
Poids Protéique	22kDa
Expédition	Sac de glace