


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ints10 Pour Wb, Elisa - Q9Nvr2

Numéro d'article: CM0026917



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la sous-unité 10 du complexe Integrator humain (INTS10), validé pour le western blot et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat, idéal pour la recherche sur la terminaison de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	INTS10 Rabbit pAb
Remarques / Alias	INT10; C8orf35; INTS10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55174
GeneID	55174
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 451-710 de l'INTS10 humain (NP_060612.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NVR2
Poids protéique	82 kDa
Expédition	Sac de glace