

Anticorps Monoclonal Anti-Ints11 Pour Wb, Elisa - Q5Ta45

Numéro d'article: CM0006222



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'INTS11 humaine (sous-unité 11 du complexe intégrateur), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté pour les études sur la terminaison de la transcription et le traitement de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-INTS11 de lapin
Remarques / Alias	RC68; INT11; RC-68; CPSF3L; CPSF73L; INTS11
Espèce	Humain
GeneID	54973
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 331-600 de l'INTS11 humain (NP_060341.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5TA45
Poids de la protéine	68kDa
Expédition	Sac de glace