

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ints11 Pour Wb, Elisa - Q5Ta45

Numéro d'article: CM0023190



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'INTS11 humaine (sous-unité 11 du complexe intégrateur), adapté aux applications Western blot et ELISA. Présente une réactivité croisée avec des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	INTS11 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RC68; INT11; RC-68; CPSF3L; CPSF73L; INTS11
Espèce	Humain
GenelD (humain)	54973
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 331-600 de l'INTS11 humaine (NP_060341.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5TA45
Poids de la protéine	68 kDa
Expédition	Sachet de glace