

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ints4 Pour Wb, Ip, Elisa - Q96Hw7

Numéro d'article: CM0031061



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'INTS4 humain (sous-unité 4 du complexe intégrateur) pour les applications WB, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	INTS4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	INT4, MST093, INTS4
Espèce	Humain
GeneID	92105
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de l'INTS4 humain (NP_291025.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96HW7
Poids protéique	108kDa
Expédition	Sac de glace