


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ints5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P9B9

Numéro d'article: CM0013227



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre INTS5 humain (Q6P9B9) validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec le sous-composant 5 du complexe intégrateur humain et souris, un régulateur clé de la terminaison de la transcription de l'ARN polymérase II.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	INTS5 Lapin pAb
Remarques/Alias	INT5; KIAA1698; INTS5
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	80789
ID de gène	80789
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-400 de l'INTS5 humain (NP_085131.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q6P9B9
Poids moléculaire	108kDa
Expédition	Sac de glace