


Anticorps Polyclonal Anti-Ints6 Pour Wb, Elisa - Q9UI03

Numéro d'article: CM0029454



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'INTS6 humain (sous-unité 6 du complexe intégrateur), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'INTS6 de souris. Utile pour les études de terminaison de la transcription et de suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	INTS6 Lapin pAb
Remarques/Alias	HDB ; INT6 ; DBI-1 ; DDX26 ; DICE1 ; DDX26A ; Notch12 ; INTS6
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	26512
ID du gène	26512
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de l'INTS6 humain (NP_036273.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UL03
Poids moléculaire de la protéine	100 kDa
Expédition	Sac de glace