


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ints6 Pour Wb Et Elisa - Q9UI03

Numéro d'article: CM0022919



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'INTS6 humain, une sous-unité du complexe intégrateur impliquée dans la terminaison de la transcription. Validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cancer et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	INTS6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HDB ; INT6 ; DBI-1 ; DDX26 ; DICE1 ; DDX26A ; Notch12 ; INTS6
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	26512
GeneID	26512
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 700 à 887 de l'INTS6 humain (NP_036273.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9UL03
Poids moléculaire	100 kDa
Expédition	Sac de glace