

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Involucrine Pour Wb - P07476

Numéro d'article: CM0003710

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant ciblant l'involucrine humaine. Validé pour WB, IHC-P et ELISA ; réagit de manière croisée avec le rat. Convient pour l'étude de la différenciation des kératinocytes et de l'enveloppe cornifiée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Involucrine mAb Lapin
Espèce	Humain
ID de gène	3713
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100-200 de l'involucrine humaine (P07476)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P07476
Poids moléculaire	68 kDa
Expédition	Sac de glace