

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Invs Pour Wb, Elisa - Q9Y283

Numéro d'article: CM0016307

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'INVS humain (Inversine), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Convient pour les études sur le développement rénal, la détermination de l'axe gauche-droite et la signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	INVS Lapin pAb
Remarques/Alias	INV; NPH2; NPHP2; INVS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27130
GeneID	27130
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-90 de l'INVS humain (NP_055240.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y283
Poids Moléculaire Protéique	118kDa
Expédition	Sac de glace