

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ip3R Pour Wb, Elisa - Q14643

Numéro d'article: CM0025529

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité spécifique pour IP3R (ITPR1). Validé pour les applications WB et ELISA, avec réactivité croisée pour l'humain et la souris. Idéal pour l'étude de la signalisation calcique, de l'apoptose et de la fonction des canaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IP3R Lapin pAb
Remarques/Alias	ACV; CLA4; IP3R; IP3R1; SCA15; SCA16; SCA29; INSP3R1; PPP1R94
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3708
GeneID	3708
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1812-1911 de l'IP3R humaine (NP_001365381).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q14643
Poids de la protéine	314kDa
Expédition	Sac de glace