

Anticorps Polyclonal Anti-IP6K1 Pour Wb, IHC-P, Elisa - Q92551

Numéro d'article: CM0014347

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin produit contre la protéine IP6K1 humaine recombinante. Validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour l'étude des voies de signalisation des phosphates d'inositol.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IP6K1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PiUS ; IHPK1 ; IP6K1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	9807
Identifiant du gène	9807
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de l'IP6K1 humain (NP_695005.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92551
Poids moléculaire de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace