

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ip6K1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q92551

Numéro d'article: CM0004455

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-IP6K1 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte l'IP6K1 humaine, souris, rat (Q92551), ~50 kDa. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des phosphates d'inositol.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IP6K1 Lapin mAb
Remarques/Alias	PiUS; IHPK1; IP6K1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9807
ID de gène	9807
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de l'IP6K1 humaine (NP_695005.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92551
Poids moléculaire	50 kDa
Expédition	Sac de glace