

Anticorps Polyclonal Anti-Ip6K2 Pour If/Icc, Elisa - Q9Uhh9

Numéro d'article: CM0016974

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IP6K2 humaine, adapté à l'IF/ICC et à l'ELISA. Utile pour l'étude du métabolisme des phosphates d'inositol, de la conversion d'InsP6 en InsP7 et des voies de signalisation nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	IP6K2 pAb de lapin
Remarques/Alias	PIUS ; IHPK2 ; InsP6K2 ; IP6K2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	51447
GeneID	51447
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 180 de l'IP6K2 humaine (NP_057375.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9UHH9
Poids moléculaire	49 kDa
Expédition	Sac de glace