

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ipa1 Pour Wb, Elisa - Q7Exz2

Numéro d'article: CM0021231

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre le riz IPA1/SPL14, validé pour WB et ELISA. Détecte Oryza sativa IPA1 (~42 kDa). Idéal pour la recherche sur l'architecture des plantes et la défense.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IPA1 Lapin pAb
Remarques/Alias	WFP, IPA1, SPL14, OsSPL14
Espèce	Oryza sativa
GeneID	4345998
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 209-209-417 d'Oryza sativa IPA1 (Q7EXZ2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Oryza sativa
SWISS	Q7EXZ2
Poids moléculaire	42kDa
Expédition	Sac de glace