

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ipo4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tex9

Numéro d'article: CM0018004



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Importine-4 humaine (IPO4), adapté pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Reconnaît l'IPO4 humain, murin et rat (~119 kDa). Idéal pour les recherches sur le transport nucléaire et l'importation des histones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IPO4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Imp4; IPO4
Espèce	Homme
ID du gène (humain)	79711
ID du gène	79711
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 728-1081 de l'IPO4 humaine (NP_078934.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q8TEX9
Poids moléculaire	119 kDa
Expédition	Poche de glace