

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ipo5 Pour Wb Et Elisa - 000410

Numéro d'article: CM0021592



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-IPO5 pour les applications WB et ELISA. Détecte l'importine-5 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude du transport nucléaire et des signaux de localisation nucléaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | IPO5 pAb de lapin                                                                                                             |
| Remarques/Alias    | IMB3; Pse1; imp5; KPNB3; RANBP5; IPO5                                                                                         |
| Espèce             | Humaine                                                                                                                       |
| GeneID (humain)    | 3843                                                                                                                          |
| GeneID             | 3843                                                                                                                          |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-300 de l'IPO5 humaine (NP_002262.3) |
| Source             | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                         |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Réactivité croisée | Humaine, souris, rat                                                                                                          |
| SWISS              | 000410                                                                                                                        |
| Poids moléculaire  | 124 kDa                                                                                                                       |
| Expédition         | Sac réfrigérant                                                                                                               |