

Anticorps Polyclonal Anti-Ipo7 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O95373

Numéro d'article: CM0021819

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'importine-7 humaine (IPO7/RanBP7). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur le transport nucléaire et la voie des importines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IPO7 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Imp7 ; RANBP7 ; IPO7
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	10527
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre l'acide aminé 900 et l'extrémité C-terminale de l'IPO7 humaine (NP_006382.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O95373
Poids moléculaire	120 kDa
Expédition	Sac réfrigérant