

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ipo8 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 015397

Numéro d'article: CM0018450

Introduction

Anticorps pAb de lapin anti-IPO8 de haute qualité (alias RANBP8), validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le transport nucléaire et les importines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb IPO8 de lapin
Remarques/Alias	VISS ; RANBP8 ; IPO8
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	10526
ID du gène	10526
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 878-1037 de l'IPO8 humaine (NP_006381.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	015397
Poids de la protéine	120 kDa
Expédition	Sac de glace