


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ipo9 Pour Wb Et Elisa - Q96P70

Numéro d'article: CM0013926



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre IPO9 humain (Importin-9). Validé pour les applications WB et ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain et la souris. Idéal pour les études sur le transport nucléocytoplasmique et les chaperons d'histones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IPO9 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Imp9; IPO9
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55705
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 827 à 1041 d'IPO9 humain (NP_060555.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96P70
Poids moléculaire	116 kDa
Expédition	Sac réfrigérant