

Anticorps Monoclonal Anti-Iqgap1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P46940

Numéro d'article: CM0010167



Introduction

mAb de lapin anti-IQGAP1 pour le développement de tests de DIV : validé pour WB, IHC-P et ELISA avec une réactivité humaine et murine. Cible la protéine IQGAP1 apparentée aux protéines activant la GTPase Ras (p195, SAR1), impliquée dans la dynamique de l'actine et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-IQGAP1
Remarques/Alias	SAR1 ; p195 ; HUMORFA01 ; IQGAP1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8826
GeneID	8826
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de l'IQGAP1 humain (NP_003861.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	P46940
Poids moléculaire	189 kDa
Expédition	Sac réfrigérant