

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Iqgap1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P46940

Numéro d'article: CM0028903



Introduction

CamelBio propose l'anticorps polyclonal de lapin anti-IQGAP1 (P46940) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la dynamique du cytosquelette d'actine et de la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IQGAP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SAR1; p195; HUMORFA01; IQGAP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8826
GeneID	8826
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 500-750 de l'IQGAP1 humain (NP_003861.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46940
Poids de la protéine	189kDa
Expédition	Sac de glace