

Anticorps Monoclonal Anti-Iqgap2 Pour Wb - Q13576

Numéro d'article: CM0003864



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-IQGAP2 de haute qualité pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît l'IQGAP2 humain, souris et rat, une protéine de type activateur de GTPase Ras de 181 kDa liant CDC42/RAC1 et la calmoduline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IQGAP2 mAb Lapin
Remarques/Alias	IQGAP2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	10788
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1301-1495 de l'IQGAP2 humaine (Q13576).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13576
Poids Protéique	181kDa
Expédition	Sac de glace