


Anticorps Polyclonal Anti-Irak1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P51617

Numéro d'article: CM0017520



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant IRAK1 humain, essentiel pour la recherche sur la réponse immunitaire innée via les voies TLR/IL-1R. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études diagnostiques et de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IRAK1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IRAK ; pelle ; IRAK1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3654
GeneID	3654
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 424-633 d'IRAK1 humain (NP_001020414.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P51617
Poids moléculaire	77 kDa
Expédition	Sac de glace