


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Irak1 Pour Wb, Elisa - P51617

Numéro d'article: CM0008173



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-IRAK1 de haute qualité validé pour Western blot et ELISA. Cible l'IRAK1 humain (P51617), une kinase clé de l'immunité innée impliquée dans la signalisation TLR/IL-1R. Idéal pour la recherche en immunologie et en inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IRAK1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	IRAK; pelle; IRAK1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	3654
GenelD	3654
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 215-499 de l'IRAK1 humain (P51617)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P51617
Poids de la protéine	77kDa
Expédition	Sachet de glace