


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Irak3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y616

Numéro d'article: CM0028819



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-IRAK3 détecte l'IRAK3 (IRAK-M) dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour WB, IF/ICC, ELISA. L'IRAK3 est une kinase inactive qui régule la signalisation TLR/IL-1R, pertinente dans la recherche sur l'inflammation et l'asthme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-IRAK3
Remarques/Alias	ASRT5, IRAKM, IRAK3
Espèce	Humain
GeneID	11213
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 367-596 de l'IRAK3 humain (NP_009130.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y616
Poids de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace