


Anticorps Polyclonal Anti-Irak4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nwz3

Numéro d'article: CM0024586



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IRAK4 humain, une kinase clé de l'immunité innée. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation TLR/IL-1R et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IRAK4 Lapin pAb
Remarques/Alias	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; IRAK4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51135
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NWZ3
Poids Protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace