


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Irak4 Pour Wb, Elisa - Q9Nwz3

Numéro d'article: CM0002419



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant validé par KD contre l'IRAK4 humain pour Western blot et ELISA. Adapté à l'étude du rôle de l'IRAK4 dans la formation du complexe Myddosome, la signalisation TLR/IL-1R et l'activation de NF-κB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IRAK4 Rabbit mAb [validé par KD]
Remarques / Alias	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; IRAK4 [validé par KD]
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51135
GeneID	51135
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	Q9NWZ3
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace