


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Irak4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nwz3

Numéro d'article: CM0026430



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-IRAK4 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA, reconnaissant l'IRAK4 humain, murin et de rat. Idéal pour la recherche sur la réponse immunitaire innée et les voies de signalisation TLR/IL-1R.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Anti-IRAK4
Remarques/Alias	IPD1 ; IMD67 ; REN64 ; IRAK-4 ; NY-REN-64 ; IRAK4
Espèce	Humain
ID du Gène	51135 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de l'IRAK4 humain (NP_057207.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NWZ3
Poids Moléculaire Protéique	52 kDa
Expédition	Sac de glace